

Гидравлическая Горячая Пресс-Машина Для Лаборатории Исследований Твердотельных Аккумуляторов

Артикул: MY15



введение

Компактный настольный гидравлический горячий пресс с нагревом двух плит, программируемым контролем давления, автоматической компенсацией давления и водяным охлаждением. Идеально подходит для исследований твердотельных аккумуляторов, ламинирования композитных электродов и склеивания MEA топливных элементов. Обеспечивает стабильную температуру до 300°C и усилие 15 тонн.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Модель	MY15
Размеры плит	400 × 400 мм
Диапазон рабочего усилия	от 0 до 15 тонн (возможна настройка до 30 тонн)
Точность контроля усилия	±0,15 тонн (±1% от полной шкалы)
Удержание и компенсация давления	Автоматическое электронное восполнение давления
Диапазон температуры плит	от комнатной до 300 °C
Мощность нагрева	5000 Вт (независимый контроль двух плит)
Метод контроля температуры	Программируемый ПИД-регулятор с регулировкой скорости нагрева и выдержки
Расстояние между плитами / Открытие	100 мм
Метод охлаждения	Циркуляционное водяное охлаждение (совместимо с внешними чиллерами рециркуляции)
Питание	Настраиваемое (например, 3-фазное 380В/50Гц, 110В/60Гц, 440В/60Гц)
Габариты (Ш×Г×В)	500 × 550 × 720 мм
Вес оборудования	Приблизительно 580 кг