

Лабораторный Гидравлический Горячий Пресс Для Исследований Твердотельных Аккумуляторов

Артикул: MY19



введение

Разработанный для исследований твердотельных аккумуляторов, этот лабораторный гидравлический горячий пресс оснащен сервоприводным прессованием до 2 тонн, двухплиточным нагревом до 300°C, программируемыми циклами давления и 7-дюймовым сенсорным контроллером для точного термического уплотнения электролитов и электродов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Конфигурация А (Базовая)	Конфигурация В (Расширенная)
Рабочая температура плит	0 - 150°C	0 - 300°C
Управление нагревом	Независимое программируемое управление двух плит с контролем скорости нагрева	">Независимое программное управление двух нагревательных плит с контролем скорости нагрева
Мощность нагрева	1800 Вт	2000 Вт
Размеры плит	200 × 200 мм	200 × 200 мм
Зазор между плитами	150 мм	50 мм
Диапазон рабочего давления	0 - 2 Т (Сервопривод)	0 - 2 Т (Сервопривод)
Управление давлением и точность	Программируемое давление и удержание давления	Программируемое давление и удержание давления, точность ±2 кг
Интерфейс управления	7-дюймовый сенсорный экран	7-дюймовый сенсорный экран
Система охлаждения	Не оснащено	Циркуляционное водяное охлаждение
Питание	220В / 50Гц	230В / 50Гц
Сертификация	Не указано	Сертификат CE