

Лабораторный Гидравлический Горячий Пресс Для Исследований Твердотельных Батарей

Артикул: MY22



введение

Компактный настольный гидравлический горячий пресс, разработанный для исследований в области твердотельных батарей, с двухзонным независимым нагревом до 300°C, программируемым контролем давления с автоматической компенсацией и интегрированным водяным охлаждением для быстрых циклов, подходит для изготовления электролитов и ламинирования электродов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Модель	MY22
Размеры плит	180 × 180 мм
Рабочий ход плит (открытие)	50 мм
Диапазон прессующего усилия	0 до 25 тонн (т)
Точность контроля давления	±0.1 тонны
Режим поддержания давления	Программируемое автоматическое поддержание давления с автоматической компенсацией / пополнением
Температурный диапазон	От комнатной до 300 °C
Контроль температуры	Независимое программируемое управление нагревом/изоляция для двух плит с настройкой скорости изменения
Мощность нагрева	2,500 Вт
Способ охлаждения плит	Циркуляционное водяное охлаждение
Контроллер	7-дюймовая сенсорная панель
Электропитание	220 В / 50 Гц или 110 В / 60 Гц (выбирается в соответствии с региональными стандартами)
Габаритные размеры	335 × 410 × 625 мм
Вес оборудования	180 кг