


Лабораторный Гидравлический Горячий Пресс Для Исследований Твердотельных Аккумуляторов

Артикул: ZY14



введение

Этот лабораторный гидравлический горячий пресс обеспечивает точный контроль температуры и давления для исследований твердотельных аккумуляторов, оснащен двойными нагреваемыми плитами до 300°C, усилием 10 тонн, интегрированным водяным охлаждением для быстрой термостабилизации, 7-дюймовым сенсорным экраном и автоматическим поддержанием давления.

[Узнать больше](#)

Технический параметр	Значение спецификации
Модель	ZY14
Рабочая температура плит	От комнатной до 300°C
Мощность нагрева	2800 Вт
Размеры плит	200 × 200 мм
Расстояние между плитами (ход)	50 мм
Диапазон рабочего давления	0 - 10 метрических тонн (приблизительно 0 - 100 кН)
Точность контроля давления	±0.1 метрическая тонна (±1 кН)
Функция поддержания давления	Автоматическое поддержание давления с микрокомпенсацией в реальном времени
Способ охлаждения плит	Циркуляционное водяное охлаждение
Электропитание	АС 110В / 60Гц
Интерфейс контроллера	7-дюймовый сенсорный дисплей
Габаритные размеры	320 × 290 × 420 мм
Вес нетто	100 кг