

Пресс-Форма Специальной Формы Для Лабораторий

Артикул: PMT



введение

Пресс-формы специальной формы для точного лабораторного применения. Индивидуальная настройка, высокое давление и универсальные формы. Идеально подходит для керамики, фармацевтики и многого другого. Свяжитесь с KINTEK сегодня!

[Узнать больше](#)

Модель прибора	ПМТ
Форма образца	
Материал пресс-формы	Легированная инструментальная сталь: Cr12MoV
Твердость индентора	HRC60-HRC62
Размер образца (диаметр)	Ф6, Ф8, Ф10, Ф15, Ф20 мм (М) (настраиваемый)
Глубина полости	40 мм (N) (настраиваемый)
Размеры (внешние)	Ф53*120 мм (L*H) (варьируется по заказу)
Вес	Приблизительно 1.4Kg (варьируется по заказу)
Диаграмма совместимости размеров гидравлического порошкового пресса	