

Квадратная Двухнаправленная Пресс-Форма Для Лаборатории

Артикул: PMS-F



введение

Добейтесь высокой точности формования порошков с помощью квадратной двухнаправленной пресс-формы KINTEK для получения превосходных результатов в лаборатории. Исследуйте прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Модель инструмента	PMSY
Возможности формы образца	
Материал матрицы	Легированная инструментальная сталь: Cr12MoV
Твердость индентора	HRC60-HRC62
Стандартные размеры образцов (настраиваемые)	12*12, 15*15, 18*18, 20*20 мм (M)
Глубина полости	40 мм (N)
Размеры	Φ88*175 мм (L*H)
Вес	3,0 кг
Диаграмма компонентов гидравлического порошкового пресса	