


Квадратная Пресс-Форма Для Лабораторных Работ

Артикул: PMS



введение

Квадратные формы для лабораторного пресса KINTEK с точностью создают однородные образцы полос. Прочная сталь Cr12MoV, универсальные размеры, идеальное решение для лабораторных задач. Улучшите свою подготовку образцов уже сегодня!

[Узнать больше](#)

Модель	PMS-A	PMS-B	PMS-C	PMS-D	PMS-E	PMS-F	PMS-G
Материал	Cr12MoV						
Твердость индентора	HRC60-HRC62						
Размер образца	3×3 /4×4 /5×5 /6×6 /8×8 /10×10 мм	12×12 /15×15 /16×16 /18×18 /20×20 мм	22×22 /25×25 /30×30 мм	32×32 /35×35 /40×40 мм	50×50 /60×60 /70×70 мм	81-150 мм (длинная сторона)	151-200 мм (длинная сторона)
Глубина полости	20 мм	30 мм	40 мм	45 мм	55/60/65 мм	60 мм	60 мм
Внешние размеры	φ43×93 мм	φ53×120 мм	φ73×133 мм	φ88×150 мм	φ98×150mm/φ118×180mm/φ138×180mm	160×140 мм	220×160 мм
Вес (кг)	0.65	1.2	2.4	4.8	7.3/11.4/20	25кг-40кг	45кг-80кг

Другие размеры могут быть настроены. [Свяжитесь с нами для получения подробной информации.](#)