

Xrf Kbr Пластиковое Кольцо Лаборатория Порошок Прессформы Для Ftir

Артикул: РМХР



введение

Пресс-форма для прессования гранул порошка XRF с пластиковыми кольцами для точной подготовки образцов. Однородные гранулы благодаря прочной конструкции из легированной инструментальной стали. Возможны нестандартные размеры.

[Узнать больше](#)

Модель прибора	РМХР
Прессование формы образца	
Температура нагрева	Комнатная температура - 300°C (Примечание: для использования с лабораторными прессами с подогревом или вариантами пресс-форм с подогревом)
Материал пресс-формы	Легированная инструментальная сталь
Размер образца	Ф25 мм (d)
Толщина образца	15, 25, 50, 100, 250, 500 мкм (использование 6 количественных колец)
Внешний размер	200*60 мм (D*H)
Электропитание	220 В/300 Вт (Примечание: актуально для вариантов пресса с подогревом или пресс-формы с подогревом)
Диаграмма размеров	