

Лабораторная Пресс-Форма Для Таблетирования Порошка С Пластиковым Кольцом Для Xrf И Ftir

Артикул: РМХР



введение

Пресс-форма для таблетирования порошка XRF с пластиковыми кольцами для точной подготовки проб. Получайте однородные таблетки благодаря прочной конструкции из инструментальной легированной стали. Доступны нестандартные размеры.

[Узнать больше](#)

Модель прибора	РМХР
Форма прессуемого образца	
Температура нагрева	Комнатная температура - 300°C (Примечание: для использования с нагревательными лабораторными прессами или нагреваемыми вариантами форм)
Материал формы	Инструментальная легированная сталь
Размер образца	Φ25мм (d)
Толщина образца	15, 25, 50, 100, 250, 500 мкм (с использованием 6 количественных колец)
Габаритные размеры	200*60мм (D*H)
Питание	220В/300Вт (Примечание: актуально для соответствующего нагреваемого пресса или нагреваемых вариантов форм)
Схема размеров	