

Xrf Kbr Стальное Кольцо Лаборатория Порошок Гранулы Прессования Прессформы Для Ftir

Артикул: PMXS



введение

Прецизионная пресс-форма для гранул из стального кольца XRF для подготовки лабораторных образцов. Прочная, эффективная, обеспечивает точность рентгенофлуоресцентного анализа. Возможны нестандартные размеры. Заказывайте сейчас!

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PMXS
Форма образца	
Материал пресс-формы	Легированная инструментальная сталь: Cr12MoV
Твердость индентора	HRC60-HRC62
Размер образца	Φ32 мм, Φ40 мм (M)
Глубина полости	45 мм (N)
Размеры	Φ73*133 мм (L*H)
Вес	3,2 кг
Диаграмма размера гидравлического порошкового пресса	